



L'appui-tête SAVANT

pour un contrôle total de la tête

L'appui-tête SAVANT présente un concept innovant de maintien de tête pour l'utilisateur dans son Fauteuil roulant. Il complète idéalement l'installation dans un Fauteuil roulant en apportant une solution adaptée quelque soit les besoins de l'utilisateur. Ses larges capacité d'ajustement et sa simplicité d'usage apporte un niveau de confort unique pour l'utilisateur et l'aidant dans le cadre d'une utilisation quotidienne.



Cool - Léger - **Facilement réglable à la main, l'appui tête parfait !**

- Ses trois supports sur les zones frontales, temporales et occipitales, sont modelables à la main (sans outils) afin de l'adapter à la morphologie de tête pour un maintien optimal et personnalisé
- Le SAVANT est pleinement ajustable en profondeur, hauteur, grâce à sa rotation complète et une large gamme de supports de fixation, afin de garantir un maintien de tête adapté, quelque soit la position de tête de l'utilisateur
- Structure solide et léger, grâce à l'utilisation de matériaux spécifiques
- Chaque palette est composée de coussinet néoprène offre un confort optimal, revêtue de Lycra (Revêt. Carbone en option)
- Il est équipé de série avec un bandeau de tête, rembourré, réglable et orientable, pour éviter la chute de la tête en avant (Maintien antérieur)
- Disponible avec 1, 2 ou 3 palettes latérales ainsi qu'une gamme complète de supports
- Support interface AXION pour augmenter encore les capacités de réglage de l'appui tête SAVANT
- Trois tailles disponibles : Adulte, Junior et pédiatrique
- Compatible avec l'ensemble des Fauteuils, manuels et électriques, du marché (nous consulter pour plus d'informations), équipés d'un dossier souple ou rigide

Les palettes frontales, profondes, optimisent le maintien latéral et peuvent offrir un appui antérieur. Elles reçoivent

Les palettes sub occipitales offrent un maintien juste sous les mandibules. Les palettes sont réglables à la main.



Les palettes temporales offrent un confort d'appui entre les zones frontales et mandibulaires





Support installé sur rotule pour un réglage en trois dimensions pour orienter précisément l'appui tête SAVANT en fonction des besoins :

- Alignement postural
- Champ de vision (regarder la télévision par exemple, etc)



L'appui tête SAVANT procure un maintien efficace et précis de la tête, prévenant des risques de chute de tête sur les plans latéral et sagittal (Syndrome de tête tombante)



Bandeau de tête confortable, amovible et orientable pour un maintien frontal optimal



L'appui tête SAVANT se décline dans trois configurations selon le type de maintien souhaité : Trois, deux ou un seul support frontal de chaque côté et trois tailles différentes : Adulte, Junior, pédiatrique.



ACCESSOIRES



Support latéral

Support additionnel et confortable pour renforcer l'appui latéral dans la zone frontale. Installation facile au moyen d'une vis. Compatible avec le bandeau de tête.



Revêtement style carbone

Revêtement non texturé, lisse et étanche à l'aspect carbone. Nettoyage et désinfection aisée. Recouvre toute la surface de l'appui tête. d'une vis. de tête.

Le Support rotatif AXION

Le support AXION confère des capacités de réglage et de confort uniques à l'appui tête SAVANT. Son rail de réglage permet une rotation horizontale à 60° ou 90° de la tête de l'utilisateur. En position verrouillée, il apporte une solution efficace et antalgique pour les postures difficiles, difficilement réductibles ou les torticolis cervicaux par exemple. En position déverrouillée, il élargit le champ visuel horizontal à son utilisateur et augmente le confort d'installation de l'utilisateur.



Amplitude réglable sur
60° ou 90°



Se place entre l'appui tête et le
support de fixation



Utilisation en position fixe ou en
mouvement pour suivre la ges-
tuelle de tête



Supports de fixations pour appui tête

Une gamme complète de supports de fixation est proposée afin d'optimiser l'usage de l'appui tête en fonction des besoins de l'utilisateur et de la configuration du Fauteuil. Les supports sont compatibles avec la plupart des Fauteuils actuels, manuels ou électriques, et sont livrés avec une plaque de fixation à installer sur le dossier (Dossier rigide) du Fauteuil roulant à équiper, au moyen de quatre vis (Non fournies). Pour les Fauteuils équipés d'un dossier souple, il peut être installé sur le tendeur du dossier si le Fauteuil en est équipé, ou à l'aide d'un système d'adaptation.



Support APEX
Montage sur rotule pour un réglage dans les trois plans de l'espace. Amplitude du réglage horizontal : 17 cm



Support INFINITY LINK
Montage sur un total de cinq rotules pour permettre un positionnement unique et précis de l'appui tête sur un espace important. Possibilité de rajouter des éléments supplémentaires



Les supports TWIN

La gamme de supports intelligents TWIN représente un apport important pour une installation efficace et adaptée de l'appui-tête SAVANT. Disponibles avec deux ou trois axes de réglage, avec ou sans système d'escamotage vers l'arrière pour faciliter les transferts, ou encore muni d'un système dynamique, les supports TWIN complètent idéalement l'installation de l'appui tête SAVANT.



Support TWIN HH
Angle de réglage sur deux axes. amplitude du réglage horizontal : 25 cm



Support TWIN FLEX FLIP
Angle de réglage sur trois axes. Grande amplitude de réglage, jusqu'à 38 cm, pour gérer les chutes importantes de tête, accompagnée d'une cyphose.



Support TWIN DYN FLIP
Support doté d'un système dynamique afin d'amortir les mouvements spastiques de la nuque.



Système d'escamotage de l'appui tête vers l'arrière pour faciliter les transferts (Pour TWIN HH, TWIN FLEX FLIP et TWIN DYN FLIP)



Système d'adaptation entièrement réglable, à démontage rapide. Trois tailles disponibles en fonction de la LA du Fauteuil



Interfaces d'adaptation
Pour installation sur des supports existants (Tubes dossier, tendeur dossier ou autres supports)

Dimensions et tailles de l'Appui Tête SAVANT

	Adulte	Junior	Pédiatrique
Utilisateur			
Circonférence du front :	56 / 61 cm	46 / 56 cm	36 / 46 cm
Demi circonférence derrière les oreilles (temporal) :	20 / 23 cm	15 / 18 cm	13 / 15 cm
Appui-tête			
Longueur intérieure du support frontal :	36 cm	30 cm	23 cm
Longueur intérieure du support temporal :	20 cm	18 cm	13 cm
Hauteur totale :	15 cm	13 cm	12 cm

Découvrez les autres produits de la Gamme ALPENIA ...

Les Dispositifs d'aides à la posture SYMMETRIC DESIGNS



Minerves cervicales HEADMASTER by pour un maintien confortable de la tête



Le Dossier innovant de Positionnement FREE FORM BACK avec réglage en trois dimensions et configuration évolutive. Pour un ajustement optimal et souple

Les Dispositifs d'aides à la mobilité E-clips



E-clips Hémi : Assistance électrique à la propulsion pour personne exerçant une conduite podale



E-clips Mono : Assistance électrique à la propulsion pour personne accompagnante



Route des Pontets 74320 SEVRIER
Tél: 04 50 27 37 63 Fax: 04 50 60 51 80
Email: pperez@alpenia.fr Site: www.alpenia.fr