



- Coussin de dossier souple plat, rembourré et confortable, pour une utilisation active
- Équipe de série les Fauteuils Netti Svipp Active et Recline
- La combinaison du dossier FLIP avec le dossier réglable en tension permet une adaptation à la courbure dorsale de l'utilisateur et contribue à assurer un léger maintien latéral confortable
- Le réglage de la tension permet également une adaptation de la forme du dossier pour empêcher par exemple le glissement avant de l'utilisateur
- La souplesse du dossier FLIP permet le pliage du Fauteuil sans avoir à le retirer préalablement
- Compatible avec tous les modèles de la gamme (sauf Netti 4U CE)
- Se fixe sur le dossier à l'aide de velcro
- Coussin rembourré et respirant pour une ventilation optimale
- Coussin déhoussable et lavable en machine

## Dimensions dossier FLIP

Référence	Largeur cm	Hauteur cm
22052	35	38
22053	38	38
22054	40	38
22055	43	38
22056	45	38
22057	50	38
22058	55	38