



Prêt à l'emploi



Distribution des pressions



Ventilation optimale



**Toujours prêt à l'emploi !**

- Coussin d'assise de confort, de série sur tous les modèles de la gamme ALU REHAB
- Coussin fabriqué avec quatre couches de mousse polyuréthane pour une distribution optimale des pressions
- Forme biseautée vers l'avant pour diminuer les pressions anatomique optimisée pour une bonne répartition des pressions tout en préservant une certaine liberté de mouvement
- Utilisation de mousse de plus forte densité à l'avant pour stabiliser le pelvis et empêcher le « glisser avant » de l'utilisateur
- Revêtement respirant tissu Mars déhoussable respirant, déhoussable et lavable en machine (Housse Netti DRY incontinence possible)
- Pour NETTI 4U CE: Coussin livré de série avec revêtement incontinence Techmaflex déhoussable et lavable en machine
- Disponible dans un grand choix de largeurs (de 25 à 60 cm) et de profondeur d'assise (de 30 à 60 cm)
- Autoclavable à 85°, lavable en machine à 60°



Revêtement Netti Dry incontinence

# Coussin d'assise Uno

ALU REHAB™

Référence	Largeur	Profondeur	Épaisseur à l'avant	Épaisseur à l'arrière	Poids (kg)
3532530	25	30	8	8	0,3
3533030	30	30	8	8	0,4
3533035	30	35	8	8	0,5
3533530	35	30	8	8	0,4
3533535	35	35	8	8	0,4
3533540	35	40	8	8	0,5
3533545	35	45	8	8	0,6
3533550	35	50	8	8	0,7
3533840	38	40	8	8	0,7
3533845	38	45	8	8	0,8
3533850	38	50	8	8	0,8
3533855	38	55	8	8	0,8
3533860	38	60	8	8	0,8
3534040	40	40	8	8	0,7
3534045	40	45	8	8	0,8
3534050	40	50	8	8	0,8
3534055	40	55	8	8	0,8
3534060	40	60	8	8	0,9
3534340	43	40	8	8	0,8
3534345	43	45	8	8	0,9
3534350	43	50	8	8	0,9
3534355	43	55	8	8	0,9
3534360	43	60	8	8	0,9
3534540	45	40	8	8	0,8
3534545	45	45	8	8	0,9
3534550	45	50	8	8	0,9
3534555	45	55	8	8	0,9
3534560	45	60	8	8	1,0
3535040	50	40	8	8	1,0
3535045	50	45	8	8	0,9
3535050	50	50	8	8	1,0
3535055	50	55	8	8	1,0
3535060	50	60	8	8	1,2
3535540	55	40	8	8	1,3
3535545	55	45	8	8	1,3
3535550	55	50	8	8	1,4
3535555	55	55	8	8	1,5
3535560	55	60	8	8	1,6
3536040	60	40	8	8	1,6
3536045	60	45	8	8	1,4
3536050	60	50	8	8	1,5
3536055	60	55	8	8	1,6
3536060	60	60	8	8	1,7

Pour toute demande d'information :  
Tél.: 04-50-27-37-63

