



**Coussin spécial
conduite podale !**



**Toujours prêt à
l'emploi !**

- Coussin d'assise de confort et de prévention d'escarres pour « risques faibles »
- Coussin spécialement étudié pour les utilisateurs qui conduisent leur Fauteuil avec les pieds grâce à sa forme biseautée à l'avant, côté gauche ou côté droit
- Composition identique à celle du coussin SIT
- Coussin permettant de fixer efficacement le bassin et d'empêcher le « glisser avant » de l'utilisateur grâce à l'utilisation d'une mousse PU plus souple à l'arrière et plus dense à l'avant
- Revêtement Decutex incontinence déhoussable et respirant sous le revêtement Mars
- Revêtement Mars déhoussable respirant, déhoussable et lavable en machine (Housse Netti DRY incontinence possible)

Tailles disponibles (Fabrication de tailles plus importantes ou différentes possibles, nous consulter) :

Référence BONDICOXIT Biseauté côté droit	Référence BONDICOXIT Biseauté côté gauche	Largeur	Profondeur	Épaisseur à l'ar- rière	Poids (kg)
2614	2605	40	40	7	1
2607	2620	40	45	7	1
2608	2621	40	50	7	1
2606	2622	45	45	7	1
2609	2623	45	50	7	1
2610	2624	50	45	7	1
2611	2625	50	50	7	1
2612	2626	55	55	7	2
2613	2627	60	55	7	2