



Mousse PU densité moyenne sur la partie avant pour éviter le glisser avant

Mousse PU à faible densité pour augmenter le volume de répartition des pressions et éviter le glisser avant



Revêtement respirant

Revêtement Decutex respirant et incontinence

Mousse PU en partie inférieure, densité moyenne pour une bonne distribution des pression et rebords latéraux pour stabiliser l'utilisateur dans son Fauteuil



Pret à l'emploi



Distribution des pressions

**Toujours prêt à l'emploi !**

- Coussin d'assise de confort et de prévention d'escarres pour « risques faibles »
- Forme anatomique optimisée pour une bonne répartition des pressions tout en préservant une certaine liberté de mouvement
- Utilisation de mousse de plus forte densité à l'avant pour stabiliser le pelvis et empêcher le « glisser avant » de l'utilisateur
- Revêtement Decutex incontinence déhoussable et respirant sous le revêtement Mars
- Revêtement Mars déhoussable respirant, déhoussable et lavable en machine (Housse Netti DRY incontinence possible)
- Disponible dans un grand choix de largeurs (de 35 à 60 cm) et de profondeur d'assise (de 40 à 60 cm)
- Poids max. utilisateur: 160 kg



Revêtement Netti Dry incontinence

Tailles disponibles (Fabrication de tailles plus importantes ou différentes possibles, nous consulter) :

Référence	Largeur	Profondeur	Épaisseur à l'avant	Épaisseur à l'arrière	Poids (kg)
3883	35	40	7	9	1
3879	35	45	7	9	1
3878	35	50	7	9	1
3864	38	40	7	9	1
3865	38	45	7	9	1
3866	38	50	7	9	1
3867	38	55	7	9	1
3855	38	60	7	9	1
3877	40	40	7	9	1
3880	40	45	7	9	1
3884	40	50	7	9	1
3930	40	55	7	9	1
3932	40	60	7	9	1
3933	43	40	7	9	1
3934	43	45	7	9	1
3935	43	50	7	9	1
3936	43	55	7	9	1
3857	43	60	7	9	1
3876	45	40	7	9	1
3881	45	45	7	9	1
3885	45	50	7	9	1
3850	45	55	7	9	1
3858	45	60	7	9	1
3851	50	40	7	9	1
3882	50	45	7	9	1
3886	50	50	7	9	2
3852	50	55	7	9	2
3859	50	60	7	9	2
3875	55	40	7	9	2
3853	55	45	7	9	2
3854	55	50	7	9	2
3887	55	55	7	9	2
3869	55	60	7	9	2
3889	60	40	7	9	2
3855	60	45	7	9	2
3856	60	50	7	9	2
3888	60	55	7	9	2
3871	60	60	7	9	2

Pour toute demande d'information :  
Tél.: 04-50-27-37-63