



Ventilation optimale



Distribution des pressions



Prêt à l'emploi

**Toujours prêt à l'emploi !**

- Coussin d'assise de confort et de prévention d'escarres pour « risques moyens »
- Coussin innovant fabriqué selon un procédé exclusif de tissage PU en trois dimensions (three D layers), composé à 98% d'air pour garantir une ventilation optimale des zones de pression
- Forme anatomique optimisée pour une bonne répartition des pressions tout en préservant une certaine liberté de mouvement
- Poids extrêmement faible
- Matériau doté d'un excellent coefficient d'élasticité pour une adaptation idéale en fonction des appuis de l'utilisateur
- Disponible dans un grand choix de largeurs (de 25 à 60 cm) et de profondeur d'assise (de 30 à 55 cm)
- Coussin autoclavable à 105 ° et lavage du revêtement en machine à 60°

# Coussin d'assise Vital Base Venti

ALUREHAB™

Référence	Largeur	Profondeur	Épaisseur à l'avant	Épaisseur à l'arrière	Poids (kg)
3632530	25	30	8	8	0,7
3633030	30	30	8	8	0,7
3633035	30	35	8	8	0,7
3633530	35	30	8	8	0,8
3633535	35	35	8	8	0,8
3633540	35	40	8	8	0,8
3633545	35	45	8	8	0,8
3633550	35	50	8	8	0,9
3633840	38	40	8	8	0,9
3633845	38	45	8	8	0,9
3633850	38	50	8	8	0,9
3633855	38	55	8	8	1
3633860	38	60	8	8	1
3634040	40	40	8	8	1
3634045	40	45	8	8	1
3634050	40	50	8	8	1,1
3634055	40	55	8	8	1,1
3634060	40	60	8	8	1,1
3634340	43	40	8	8	1,1
3634345	43	45	8	8	1,2
3634350	43	50	8	8	1,2
3634355	43	55	8	8	1,2
3634360	43	60	8	8	1,2
3634540	45	40	8	8	1,3
3634545	45	45	8	8	1,3
3634550	45	50	8	8	1,3
3634555	45	55	8	8	1,3
3634560	45	60	8	8	1,4
3635040	50	40	8	8	1,4
3635045	50	45	8	8	1,4
3635050	50	50	8	8	1,4
3635055	50	55	8	8	1,5
3635060	50	60	8	8	1,5
3635540	55	40	8	8	1,5
3635545	55	45	8	8	1,5
3635550	55	50	8	8	1,6
3635555	55	55	8	8	1,6
3635560	55	60	8	8	1,6
3636040	60	40	8	8	1,6
3636045	60	45	8	8	1,7
3636050	60	50	8	8	1,7
3636055	60	55	8	8	1,7
3636060	60	60	8	8	1,7

Pour toute demande d'information :  
Tél.: 04-50-27-37-63  
infos@eurekamedical.fr

