



Les seuils de portes **ALU REHAB** sont conçus pour permettre le franchissement par des Fauteuils roulants manuels et électriques, de petites marches, de portes ou de porte fenêtre munies de rebords ou de margelles.

- Légère grâce à sa fabrication exclusive en aluminium, pour une mise en œuvre et son transport faciles
- Solide et rigide : supporte des charges jusqu'à 270 kg
- Grip anti dérapant efficace et durable, angles arrondis pour permettre une utilisation sécurisante, à l'intérieur et à l'extérieur
- Les deux bords disposent d'angles étudiés pour éviter leur déplacement intempestif pendant leur utilisation
- Design extra plat étudié pour les portes d'entrée et pour un rangement facile
- Fixation du seuil possible grâce aux deux perçages présents de série. Possibilité combiner deux seuils et de les fixer pour franchir par exemple un rebord de baie vitrée

Référence	Longueur	Largeur	Épaisseur seuil	Poids	Charge maxi.
THR832	0,20	0,82	0,75 cm - 1,3 cm	1,1 kg	270 kg
THR1032	0,26	0,82	1,30 cm - 1,80 cm	1,6 kg	270 kg
THR1232	0,30	0,82	1,80 cm - 3,75 cm	1,8 kg	270 kg
THR1632	0,41	0,82	3,75 cm - 5,00 cm	2,7 kg	270 kg
THR2432	0,61	0,82	5,00 cm - 10,00 cm	4,5 kg	270 kg

Découvrez nos autres modèles de rampes !



Rampe d'accès



Rampe d'accès pliable en quatre



Rampe modulaire

Pour toute demande d'information :  
Tél.: 04-50-27-37-63  
infos@eurekamedical.fr